

VeraPlug™ flow

Sistema de Oclusión Temporal



CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Precargado Estéril

Empaquetado y precargado individualmente, en un insertor / dilatador estéril y desechable. **1 par / caja.**

MEDIDAS	CÓDIGO
Small	VFL-1001
Medium	VFL-1002
Large	VFL-1003
X-Large	VFL-1004

No estéril Bulk (Solo bajo pedido*)

Empaquetado no estéril, 1 par por bolsa de Tapones, **5 pares por caja.** Incluye insertadores estériles.

MEDIDAS	CÓDIGO
Small	BVF-1001
Medium	BVF-1002
Large	BVF-1003
X-Large	BVF-1004

(*) Tiempo de entrega 6 semanas, desde la recepción del pedido

VeraPlug™ Flow está diseñado para proporcionar un dispositivo simple y eficaz de disminuir el drenaje lagrimal.

- El canal interno reduce pero no elimina el flujo lagrimal, proporcionando sólo **una oclusión parcial.**
- Se adapta perfectamente al canalículo, para una **retención inigualable.**
- Cúpula de bajo perfil, para **mayor confort del paciente.**
- Diseño de eje patentado, para una **fácil inserción y ajuste anatómico adecuado.**

Elija la configuración **precargada estéril** para lo último en comodidad y seguridad o **no estéril bulk**, para economizar.



TABLA DE TAMAÑOS

APERTURA TAPÓN	TAMAÑO VERAPLUG™ FLOW
0.4mm a 0.6mm	Small
0.6mm a 0.7mm	Medium
0.7mm a 0.8mm	Large
0.8mm a 1.0mm	X-Large