



bioVis

**SOLUCIONES
VISCOELÁSTICAS
para uso intraocular**

MEDICENTUR
— AVI —

SOLUCIONES VISCOELÁSTICAS PARA TODAS LAS CIRUGÍAS DE CATARATAS



- ✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD
- ✓ PERFECTA Y DURADERA PROTECCIÓN ENDOTELIAL
- ✓ CÁMARA ANTERIOR ÓPTIMA Y EXPANSIÓN SEGURA DEL SACO CAPSULAR
- ✓ FÁCIL INYECCIÓN, RÁPIDA Y SEGURA EXTRACCIÓN

PRODUCTOS	BioVis 1.6%	BioVis 1.8%	BioVis 3.0%
CONCENTRACIÓN	16 mg/ml	18 mg/ml	30 mg/ml
PROPIEDADES	Cohesivo	Cohesivo	Dispersivo
ORIGEN	Biofermentación	Biofermentación	Biofermentación
PESO MOLECULAR	Appr. 3.0M Da	Appr. 3.0M Da	Appr. 0,75M Da
VISCOSIDAD EN REPOSO	400.000 mPas	600.000 mPas	30.000 mPas
OSMOLARIDAD	300 - 350 mOsm/kg	300 - 350 mOsm/kg	300 - 350 mOsm/kg
VALOR pH	6.8 - 7.6	6.8 - 7.6	6.8 - 7.6
VOLUMEN EN JERINGA	1,1 ml	1,1 ml	1,1 ml
CÁNULA ANGULADA	27G	27G	25G
MÉTODO ESTERILIZACIÓN	Vapor & Óxido de Etileno	Vapor & Óxido de Etileno	Vapor & Óxido de Etileno
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	2-25° C	2-25° C	2-25° C



EA-IEMCBVEN 01 201602



Mediontur

Medical Engineering Ltd
export@mediontur.com
www.mediontur.com

Mediontur AVI

28850 Madrid / España
www.medionturavi.es

Datos de contacto

Tel. +34 91 676 47 97
Fax. +34 91 648 72 80
email: avi@avis.es

