


# Depresor Iluminación Todorich



- ◆ Depresor de punta esférica convencional con iluminación transescleral alimentado por una fibra óptica.
- ◆ El dispositivo está diseñado para permitir que el cirujano realice simultáneamente depresión escleral no asistida, mientras pela la base del vítreo.
- ◆ Es compatible con las principales fibras de luz de: 23G, 25G y 27G. Alcon Constellation, B/L Sterallis PC y EVA Dorc.
- ◆ **Código: VS0800, 5 unidades estériles por caja.**

Desarrollado en colaboración con el Bozho Todorich, M.D., Ph.D.



[www.vortexsurgical.com](http://www.vortexsurgical.com)

**+34 91 676 47 97** [avi@avisl.es](mailto:avi@avisl.es)

[www.mediconturavi.es](http://www.mediconturavi.es)

\*Las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.