


Drenaje Externo y Depresor E.D.D.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Tamaño depresor (diámetro) - ,086

Diámetro aguja: 28G

Largo máximo de la aguja: 2,4mm



VENTAJAS:

- ◆ Elimina la necesidad de una incisión inferior.
- ◆ Localización precisa del punto de drenaje 28G.
- ◆ Longitud fija de la aguja de drenaje, para un control total.
- ◆ Reduce potencialmente el riesgo de daño de la retina.
- ◆ Reduce potencialmente el riesgo de hemorragias

Código de producto: VS0290 - 5 unidades estériles por caja

Para más información por favor contactar con: **Medicontur AVI**

+34 91 676 47 97 - avi@avisl.es - www.mediconturavi.es

