


- Desechables.
- Gancho de polipropileno rígido y flexible, para la dilatación del iris mecánica.
- Orientación vertical, par un fácil manejo.
- Inserción a través de una incisión autosellante de 0,5 mm, en el limbo.
- Presentación 4 retractoros en un blister, estéril.

## Retractor de Iris Redondo



AK-0490 | 1 set, 4 retractoros estéril, unidad mínima de venta: **caja de 5 sets**


## Retractor de Iris Plano



**PRODUCTO  
DESCATALOGADO**

- Fibra de polipropileno plano
- Menos traumatismo del iris debido al contacto más amplio, con la pupila
- No se retuerce debido a su perfil plano

## Retractor de Iris Reutilizable



**PRODUCTO  
DESCATALOGADO**



Contenedor Autoclavable