



**bioVis**

SOLUCIONES  
VISCOELÁSTICAS  
**para uso intraocular**

**MEDICENTUR**



## SOLUCIONES VISCOELÁSTICAS PARA TODO TIPO DE CIRUGÍAS DE CATARATAS

- ✓ EXCELENTE BIOCOMPATIBILIDAD
- ✓ PERFECTA PROTECCIÓN ENDOTELIAL
- ✓ ÓPTIMO MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA ANTERIOR Y DEL SACO CAPSULAR
- ✓ FÁCIL INYECCIÓN, RÁPIDA Y SEGURA EXTRACCIÓN

PRODUCTOS	BioVis 1.6%	BioVis 1.8%	BioVis 3.0%
CONCENTRACIÓN	16 mg/ml	18 mg/ml	30 mg/ml
PROPIEDADES	Cohesivo	Cohesivo	Dispersivo
ORIGEN	Biofermentación	Biofermentación	Biofermentación
PESO MOLECULAR	Aprox. 3.0MDa	Aprox. 3.0MDa	Aprox. 0,75MDa
VISCOSIDAD EN REPOSO	400.000 mPas	600.000 mPas	30.000 mPas
OSMOLARIDAD	300 - 350 mOsm/kg	300 - 350 mOsm/kg	300 - 350 mOsm/kg
PH VALUE	6.8 - 7.6	6.8 - 7.6	6.8 - 7.6
VOLUMEN (CANTIDAD)	1,1 ml	1,1 ml	1,1 ml
CÁNULA ANGULADA	27G	27G	25G
MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN	Vapor & ETO	Vapor & ETO	Vapor & ETO
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	2-25° C	2-25° C	2-25° C



MC\_BIOVIS\_IS\_ESP\_V001



**MedicaTur**  
Medical Engineering Ltd  
export@medicaTur.com  
www.medicaTur.com

**Head Office**  
Herceghalmi Road 1.  
2072 Zsámbék  
Hungary

**International Office**  
Chemin du Champ-des-Filles 36  
1228 Plan-les-Ouates  
Geneva / Switzerland