


High

Elevada cohesividad
Mantenimiento perfecto del espacio en la cámara anterior.

Optimal viscoelasticity
Fácil manipulación del instrumental quirúrgico durante la cirugía.



Minivisc Plus es un nuevo producto viscoelástico que proporciona espacio y comodidad a lo largo de todos los pasos de la cirugía de cataratas

Ácido hialurónico de máxima calidad
Elevada transparencia que proporciona una excelente claridad óptica.

Mayor pseudoplasticidad
Rápida retirada del OVD al concluir la cirugía.

cohesivity

MINIVISC® PLUS
Hialuronato de sodio | 1,4% | 1,0 ml

cohesivo
biofermentativo
viscoelástico

Comodidad y espacio
durante la cirugía



Características del producto

Concentración de AH	1,4%
Dispersividad	Cohesivo viscoso
Volumen	1,0 ml
Fuente	Biofermentación
Peso molecular	3-4 MDa
Viscosidad por corte cero	323 Pa.s
Osmolalidad	200-400 mOsm/kg
pH	6,8-7,6
Índice de refracción	1,330-1,350
Almacenamiento	2°C-25°C
Vida útil	3 años
Cánula	27G

peso
molecular
elevado

BOHUS
SCANDINAVIAN HA

Legal manufacturer:
info@bohusbiotech.com
www.bohusbiotech.com Phone: +46 526 146 86
Trädgårdsgatan 4, 452 31 Strömstad, Sweden